

# Next2Vet Erbjudande

Februari - mars 2023



Enkelt

Effektivt

Personligt

## ID MÄRKNING

### ADEQID/Bartmed Chip 2,0x12mm/20

ADEQID/Bartmed chip för ID märkning, bästa valet för ditt djur!  
Normalstort chip med parylene coating för minsta risk för migration.  
Ergonomiskt utformad ingivare. Följer ISO-standard 11784 & 11785.

- » Svensk Landskod
- » Godkända av JBV för Häst

**KÖP 10 FÖRPACKNINGAR  
ADEQID CHIP (TOTALT 200 CHIP)  
MED 20% RABATT OCH  
FÅ EN ISOMINISCAN AVLÄSARE  
UTAN EXTRA KOSTNAD!!**



**SPARA  
20%**

Art.nr.	Produktbeskrivning	Normalt pris	Erbjudande
200006	ADEQID/Bartmed Chip 2,0x12mm/20	1 155,00 :-	924,00 :-

### ADEQID/Bartmed Mini Chip 1,4x8mm/20

ADEQID/Bartmed migrationsskyddat, litet ID CHIP m Parylene, bästa valet för din lilla hund eller katt! ClickNLock indikerar komplett ingivning, LL kanylfattning tunnare kanyl, 6 streckkoder medföljer. Följer ISO-standard 11784 & 11785.

Ingen extra licenser er nødvendige.

**KÖP 10 FÖRPACKNINGAR  
ADEQID MINI CHIP (TOTALT 200  
CHIP) MED 20% RABATT OCH  
FÅ EN ISOMINISCAN AVLÄSARE  
UTAN EXTRA KOSTNAD!!**



**SPARA  
20%**

Art.nr.	Produktbeskrivning	Normalt pris	Erbjudande
200007	ADEQID/Bartmed Mini Chip 1,4x8mm/20	1 365,00 :-	1 092,00 :-

## OPERATIONSUTRUSTNING

### Mindray VETA 5 Narkosapparat Syre + Luft + SEVO Qfill

Mindray Veta 5 är en modulbyggd narkosapparat. Apparaten är utrustad med syre och är dessutom underhållsfri. Tack vare den inbyggda turbinen så behövs ingen kompressor eftersom turbinen ger luft för att driva ventilatorn.

- » Tidal volym ända ner till 5 ml
- » Enkel att använda
- » FDA godkänd förgasare
- » Automatisk täthetskontroll
- » Touch-skärm

**FÅ EN OFFERT,  
BOKA EN DEMO,  
LÅNA DEN GRATIS  
UNDER EN VECKA**



Art.nr.	Produktbeskrivning
159545	Mindray VETA 5 Narkosapparat Syre + Luft + SEVO Qfill

### Mindray ePM12 Vet, touch, printer + CO2 sidestream

Mindray ePM 12M levererar avancerad teknik i kombination med oöverträffad användbarhet. ePM 12M patientmonitor har en robust parameterplattform.

- » 12" pekskärm
- » Smarttelefonliknande användargränssnitt
- » Upp till 18 konfigurerbara snabbknappar
- » 10 vågformer
- » Omfattande datalagringskapacitet
- » Dolt grab-and-go handtag
- » Flexibla monteringsalternativ
- » Integrerad 3 och 5-avlednings-EKG, SpO2, NIBP, andning och temperatur
- » Plug-and-play system för mer avancerad övervakningsfunktion som CO2

**FÅ EN OFFERT,  
BOKA EN DEMO,  
LÅNA DEN GRATIS  
UNDER EN VECKA**



Art.nr.	Produktbeskrivning	Normalt pris
159980	Mindray ePM12 Vet, touch, printer + CO2 sidestream	82 688,00 :-

### Mistral-Air Värmeenhet med luft

Mistral-Air värmeenhet är en patientvärmare som möjliggör säker, bekväm och smart hantering av patientens temperatur för att uppnå normotermi.

- » Marknadens tystaste patientvärmare endast 48db
- » Uppstart endast 30 sek
- » Ergonomiskt utformad
- » Lätt vikt och slimmad design
- » HEPA filter minimerar luftföroreningar
- » Brett utbud av täcken

**SPARA  
1 400 :-**



Art.nr.	Produktbeskrivning	Normalt pris	Erbjudande
138180	Mistral-Air Värmeenhet med luft	9 900,00 :-	8 500,00 :-



# Hitta din kontaktperson

Har du frågor om varor eller behov av hjälp är du välkommen att kontakta oss.



Lars Olsson  
VD, Säljare  
lars@next2vet.se  
0411-55 57 61  
0702-12 01 13



Peter Svenningsson  
Försäljningschef  
peter@next2vet.se  
0411-55 57 64  
0708-55 84 59



Niklas Wikström  
Säljare/Leg.djursjukskötare  
niklas@next2vet.se  
072-401 77 81



Jessica Lamkén  
Säljare  
jessica@next2vet.se  
0703-89 21 14



Rosanna Sommar  
Säljare  
rosanna@next2vet.se  
0701-01 67 29



Jenny Ter-Borch  
Säljare  
jenny@next2vet.se  
0703-03 69 74



Johnny Bohman  
Kundtjänstansvarig  
johnny@next2vet.se  
0411-55 57 60



Jonas Käll  
Kundtjänst  
kruise.svenska@kruise.com 018-489 97 00



Sarah Minaei  
Kundtjänst  
kruise.svenska@kruise.com  
018-489 97 00